

Пробирки с натрия гепарином для получения плазмы

Product Categories: [Пробирки для получения плазмы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/prinadlezhnosti/preanaliticheskij-etap/vakuumnye-probirki-dlya-venoznoj-krovi-1/probirki-dlya-polucheniya-plazmy/probirki-s-natriya-geparinom-dlya-polucheniya-plazmy/>

Product Summary

Внутренние стенки пробирки покрыты сухим мелкодисперсным антикоагулянтом - гепарином натрия. Гепарин натрия активирует антитромбины и, таким образом, блокирует каскад свертывания в образце крови.

Материал пробирки: полиэтилентерефталат

Применение: клиническая химия, иммунология, лекарственный мониторинг

Упаковка: 100 штук в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен, запаянном в полиэтилен

Срок годности: 18 месяцев

Product Description

Кат. № Пластик

Кат. № Стекло

Объём, мл

Размер, мм

Цвет крышки

Упаковка

0110162

0110161

1

13x75

Зелёный

100 шт./штатив

1200 шт./т. коробка

0120162

0120161

2

13x75

Зелёный

0130162

0130161

3

13x75

Зелёный

0140162

0140161

4

13x75

Зелёный

0150162

0150161

5

13x75

Зелёный

0450162

0450161

5

13x100

Зелёный

0460162

0460161

6

13x100

Зелёный

0470162

0470161

7

13x100

Зелёный

0480162

0480161

8

16x100

Зелёный

100 шт./штатив

800 шт./т. коробка

0490162

0490161

9

16x100

Зелёный

041A162

041A161

10

16x100

Зелёный