

# Протеин С - скрининг тест

Product Categories: [Протеин С](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/fiziologicheskie-antikoagulyanty/protein-s-fiziologicheskie-antikoagulyanty/protein-s-skrining-test/>

## Product Summary

Кат. № ПФА-3VL  
80 определений.

Набор реагентов для скрининговой оценки нарушений в системе протеина С.

## Product Description

Протеин С - скрининг тест Состав набора:

АЧТВ-реагент с активатором протеина С, лиофильно высушенный (2,0 мл) – 2 флакона;

АЧТВ-реагент, лиофильно высушенный (2,0 мл) – 2 флакона;

0,025 М раствор кальция хлористого (5,0 мл) – 1 флакон.

Плазма-калибратор, лиофильно высушенная (1,0 мл) – 1 флакон;

80 определений.

Активация эндогенного протеина С происходит под действием активатора протеина С, при этом происходит удлинение времени свертывания плазмы в тесте АЧТВ.

В плазме больных с дефицитом системы протеина С или при наличии мутантного фактора V (Leiden, Лейден) удлинение АЧТВ при добавлении активатора менее выражено, чем в норме.