

# ВА-тест (подтверждающий тест)\*

Product Categories: [Патологические антикоагулянты](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/patologicheskie-antikoagulyanty/va-test-podtverzhdayushhij-test/>

## Product Summary

Кат. № KB-3VL

30 - 60 определений.

Набор реагентов для проведения подтверждающего теста при выявлении волчаночного антикоагулянта реагентом Рассела.

\*Только для научных разработок. Не является медицинским изделием.

## Product Description

ВА-тест (подтверждающий тест)\*

Состав набора:

ВАп-реагент (1,0 мл) – 3 флакона

раствор кальция хлористого 0,025 М (5 мл) – 3 флакона

30 - 60 определений

При проведении ВА-теста отражается влияние ВА на общий путь свертывания крови (Ха фактор), при этом нет влияния дисфункции внутреннего пути свертывания на результаты теста, что облегчает диагностику ВА.