## ВА-тест (подтверждающий тест)\*

Product Categories: <u>Патологические антикоагулянты</u>

Product Page:

http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/patologicheskie-antikoagulyanty/va-test-podtverzhdayushhij-test/

## **Product Summary**

Кат. № КВ-3VL 30 - 60 определений.

Набор реагентов для проведения подтверждающего теста при выявлении волчаночного антикоагулянта реагентом Рассела.

\*Только для научных разработок. Не является медицинским изделием.

## **Product Description**

ВА-тест (подтверждающий тест)\* Состав набора: ВАп-реагент (1,0 мл) - 3 флакона раствор кальция хлористого 0,025 M (5 мл) - 3 флакона 30 - 60 определений

При проведении ВА-теста отражается влияние ВА на общий путь свертывания крови (Ха фактор), при этом нет влияния дисфункции внутреннего пути свертывания на результаты теста, что облегчает диагностику ВА.