

# Коагуло-тест

Product Categories: [Активированное частичное тромбопластиновое время \(АЧТВ\)](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/plazmennyy-koagulyacionnyj-gemostaz/ocenka-pevoj-fazy-pg-obrazovanie-pr-otrombinazy/aktivirovannoe-chastichnoe-tromboplastinovoe-vremya-achtv/koagulo-test/>

## Product Summary

Кат.№ ПГ-6VL

100 - 200 определений

Набор реагентов для выполнения коагуляционных тестов АЧТВ, ЧТВ и АВР.

## Product Description

Коагуло-тест Состав набора:

Эриlid (кефалин), лиофильно высушенный (1,0 мл) – 2 флакона

Каолин, 0,5% суспензия (5,0 мл) – 2 флакона

0,025 М раствор кальция хлористого (5,0 мл) – 2 флакона

100 - 200 определений

Набор предназначен для определения 3-х коагуляционных тестов: активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), частичного тромбопластинового времени (ЧТВ), активированного времени рекальцификации (АВР).

Может использоваться для определения активности факторов внутреннего пути свертывания, для мониторинга действия нефракционированного гепарина.