

## Диагем П

Product Categories: [Протромбиновое время](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/plazmennyj-koagulyacionnyj-gemostaz/ocenka-vtoroj-fazy-pg-obrazovanie-trombina/protrombinovoe-vremya/diagem-p/>

## Product Summary

Кат. № ПГ-2 VL

150 - 300 определений

Набор реагентов для определения протромбинового времени.

## Product Description

Диагем П Состав набора:

Тромбопластин, МИЧ 1,2-1,5 (2,5 мл) – 6 флаконов

0,025 М раствор кальция хлористого (5,0 мл) – 4 флакона

150 - 300 определений

Результаты определения протромбинового времени выражают как протромбин по Квику, %, а также как протромбиновое отношение, протромбиновый индекс и МНО.