

Виллебранд-тест

Product Categories: [Агрегация тромбоцитов и фактор Виллебранда](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/sosudisto-trombocitarnyj-pervichnyj-gemostaz/agregaciya-trombocitov-i-faktor-villebranda/nabor-dlya-opredeleniya-aktivnosti-faktora-villebranda/>

Product Summary

Кат. № АГ-5VL

10-20 определений.

Набор реагентов для определения активности фактора Виллебранда в плазме крови.

Product Description

Виллебранд-тест

Состав набора:

Фиксированные человеческие тромбоциты – 2 флакона

Ристомицин – 2 флакона

Плазма-калибратор (1мл) – 1 флакон

Буфер концентрат (5мл) – 1 флакон

10-20 определений

Фактор Виллебранда циркулирует в крови в виде комплекса с VIII фактором свертывания и обеспечивает взаимодействие тромбоцитов с поврежденной поверхностью сосудов. Снижение содержания этого фактора в плазме крови или отсутствие у него биологической активности является основной причиной болезни Виллебранда, поэтому определение его активности является одним из важных диагностических тестов.

Набор реагентов предназначен для работы на оптических агрегометрах и агглютинационным методом.