


## Общий белок мочи (высокочувствительный)



Product Categories: [Белки](#), [Диагностические наборы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/belki/obshhij-bel-ok-mochi-proteins-hs/>

### Product Summary

Кат.№	Фасовка набора
HS F100 VL	100 мл (2x50 мл+1x5 мл стандарт)
HS F500 VL	500 мл (4x125 мл+1x5 мл стандарт)

### Product Description

Общий белок мочи (высокочувствительный)

Измерение по конечной точке: в кислой среде белки модифицируют спектр поглощения пирогаллола красного

Монореагент/жидкий

Линейность - 500 мг/дл (5 г/л)

Чувствительность - 0,3 мг/дл (0,003 г/л)

600 нм (580-620) Абсорбция: ?Комплекс

Стандарт 1г/л

Общий срок годности набора - 3 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: моча, раствор