

# К. ФОСФАТАЗА (Общая и простатическая) (Acid Phosphatase)

Product Categories: [Ферменты и изоферменты](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofermeny/kislaya-fosfataza-obshhaya-i-prostatischeckaya-acid-phosphatase/>

## Product Summary

Набор предназначен для определения активности Кислой фосфатазы в сыворотке крови человека

Кат.№	Фасовка набора
AP F045 VL	45 мл (1x50+3x15+1x5+1x5 мл)

## Product Description

КИСЛАЯ ФОСФАТАЗА (Общая и простатическая) (Acid Phosphatase)

Модифицированный метод Хилмана (с нафтилфосфатом)

Кислая фосфатаза катализирует: ?-Нафтилфосфат + H<sub>2</sub>O ? ?-Нафтол + Фосфат

Кинетический метод измерения: α-Нафтол+Диазоновая соль ? Азоидный пигмент

Монореагент/сухой (Стабильность рабочего раствора 2 дня при 2-8°C)

Линейность: при активности фермента до 150 Е/л

Чувствительность - 1 Е/л

405 нм Абсорбция: ?Азоидный пигмент

Общий срок годности набора - 2 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка

Избегать гемолиза