

Осадитель LDL (HDL Precipitating reagent)

Product Categories: [Липиды и Липопротеины](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/lipidy/osaditel-l-dl-hdl-precipitating-reagent/>

Product Summary

Набор реагентов для определения содержания HDL в сыворотке, плазме (ЭДТА) крови человека. Дополнительно требуется Набор (Холестерин FL).

Кат.№	Фасовка набора
CD F400 VL	400 мл (4x100 мл)

Product Description

Осадитель LDL (HDL Precipitating reagent)

Для определения холестерина высокой плотности, осаждает все липопротеины низкой плотности VLDL, LDL, кроме Холестерина высокой плотности

Линейность 1 - 700 мг/дл,

510 нм (480-520)

Стандарт 200 мг/дл (5,2 ммоль/л)

Общий срок годности набора - 3 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка, плазма (ЭДТА)