

# Осадитель LDL (HDL Precipitating reagent)

Product Categories: [Липиды и Липопротеины](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/lipidy/osaditel-l-dl-hdl-precipitating-reagent/>

## Product Summary

Набор реагентов для определения содержания HDL в сыворотке, плазме (ЭДТА) крови человека. Дополнительно требуется Набор (Холестерин FL).

Кат.№	Фасовка набора
CD F400 VL	400 мл (4x100 мл)

## Product Description

Осадитель LDL (HDL Precipitating reagent)

Для определения холестерина высокой плотности, осаждает все липопротеины низкой плотности VLDL, LDL, кроме Холестерина высокой плотности

Линейность 1 - 700 мг/дл,

510 нм (480-520)

Стандарт 200 мг/дл (5,2 ммоль/л)

Общий срок годности набора - 3 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка, плазма (ЭДТА)