

БИКАРБОНАТ (Bicarbonats FL)

Product Categories: [Водно-электролитный обмен](#), [Диагностические наборы реагентов](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/vodno-elektrolitnyj-obmen/bikarbonat-bicarbonats-fl/>

Product Summary

Набор реагентов для определения содержания Бикарбоната в сыворотке, плазме.

| Кат.№ | Фасовка набора |
|------------|-----------------------------------|
| BR F060 VL | 60 мл (6x10 мл+1x5 мл стандарт) |
| BR F245 VL | 245 мл (12x20 мл+1x5 мл стандарт) |
| BR F400 VL | 400 мл (4x100 мл+1x5 мл стандарт) |

Product Description

Бикарбонат (Bicarbonats FL)

Метод с Фосфоенолпируваткарбоксилазой ФЕПК)/Малатдегидрогиназой (МДГ)

Ферментативно: Фосфоенолпируват(ФЕП) + HCO₃⁻ ? Оксалацетат + H₂PO₄⁻

Ферментативно: Измерение по конечной точке: Оксалацетат + НАДН-аналог ? Малат + НАД⁺-аналог

Монореагент/жидкий

Линейность - 50 ммоль/л

Чувствительность - 1,18 ммоль/л

415 нм (допустимо 400-405) Абсорбция: ?НАДН-аналог

Стандарт 30 ммоль/л

Общий срок годности набора - 2 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка, гепарин-плазма