

Натрий кинетический-ферментативный (Sodium)

Product Categories: [Водно-электролитный обмен](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/vodno-elektrolitnyj-obmen/natrij-kineticheskij-fermentativnyj-sodium/>

Product Summary

Кат.№ Sd F080 VL 80 мл (4x15 мл+2x10 мл+1x5 мл стандарт)

Product Description

Натрий кинетический-ферментативный (Sodium)

Кинетический-ферментативный фотометрический метод определения

Биреагент/лиоф. (рабочий раствор стабилен 2 недели при 2-8°C)

Линейность: 80-180 ммоль/л

Чувствительность-80 ммоль/л

405 нм, (Абсорбция)

Стандарт: 140 ммоль/л