

17-оксипрогестерон

Product Categories: [Репродуктивной системы](#), [Репродуктивной системы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/ifa-test-sistemy-gormony/reproduktivnoj-sistemy/17-oksiprogesteron/>

Product Summary

Кат.№ ИФ02-07 VL 96 определений

7 калибровочных проб

1 проба контроль

40 образцов в дублях

Стрипы, разделяющиеся на отдельные лунки Срок годности 12 мес

Product Description

17-оксипрогестерон

Метод: Одностадийный конкурентный ИФА

Иммунохимическая реакция - 1 час при + 37°C

Ферментативная реакция - 10 -15 мин при + 37°C

Чувствительность: не более 0,2 нмоль/л

Специфичность: с прогестероном -1,2%, с 11-дезоксикортизолом -1,4% эстрадиолом, эстриолом, тестостероном, кортизолом, и др.- менее 1%

Диапазон определяемых концентраций: 0,2 - 60 нмоль/л

Объём образца - 20 мкл

450 нм (ТМБ)

Норма 17ОН-ПГ: женщины фолликулярной фазе менее 0,2 - 3,6 нмоль/л, лютеиновой фазе 0,9-9,4 нмоль/л, постменопауза 0,2-3,9 нмоль/л, беременность 6-36 нмоль/л, мужчин 0,8-7,2 нмоль/л