

Тестостерон

Product Categories: [Репродуктивной системы](#), [Репродуктивной системы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/ifa-test-sistemy-gormony/reproduktivnoj-sistemy/testosteron/>

Product Summary

Кат.№ ИФ02-02 VL 96 определений
6 калибровочных проб
1 проба контроль
41 образец в дублях

Стрипы, разделяющиеся на отдельные лунки Срок годности 12 мес

Product Description

Тестостерон
Метод: Одностадийный конкурентный ИФА
Иммунохимическая реакция - 1 час при + 37°C
Ферментативная реакция - 10 -15 мин при + 37°C
Чувствительность: не более 0,2 нмоль/л
Специфичность: с 5-дигидростероном - 9%, с 11-гидростероном, 5-андростан -3,17-дионом-1%, прогестероном-0,66%,
остальными стероидами - 0,08%
Диапазон определяемых концентраций: 0,2 - 60 нмоль/л
Объем образца - 20 мкл
450 нм (ТМБ)
Норма ТС: женщины 0,2 - 4,0 нмоль/л, мужчин 8,5-30 нмоль/л