

# АНТИСТРЕПТОЛИЗИН-О (АСЛО)

Product Categories: [Ревматология](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/turbidimetriya/immunoturbidimetricheskie-nabory/revmatologiya/antistreptolizin-o-aslo/>

## Product Summary

Кат.№ АСО F50 VL 50 мл (R1 1x45мл + R2 1x5мл)

Кат.№ АСО F255 VL 255 мл (R1 2x115мл+ R2 1x25мл)

## Product Description

АНТИСТРЕПТОЛИЗИН-О (АСЛО)

Количественный иммунотурбидиметрический тест

Фиксированное время

Одноточечная калибровочная кривая

Стабильные, жидкие и готовые к использованию реагенты

(R1 = разбавитель, R2 = латекс), 9 + 1

Образец: сыворотка

БИРЕАГЕНТ

Диапазон измерения: 800 IU/мл

Чувствительность: 20 IU/мл

Эффект прозоны: > 3000 IU/мл

540 нм (530 - 550)

Может использоваться в качестве двух реагентов для автоматизации или в виде монореагента

Готовят рабочий раствор (9 + 1, стабильность 30 дней при 2-8 ° C)

Калибратор включен