

РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР (РФ)

Product Categories: [Ревматология](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/turbidimetriya/immunoturbidimetricheskie-nabory/revmatologiya/revmatoidnyj-faktor-rf-2/>

Product Summary

Кат.№ RF F50VL 50 мл (R1 1x45мл + R2 1x5мл)

Кат.№ RF F255VL 255 мл (R1 2x115мл+ R2 1x25мл)

Product Description

РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР (РФ)

Количественный иммунотурбидиметрический тест

Фиксированное время

Одноточечная калибровочная кривая.

Стабильные, жидкие и готовые к использованию реагенты (R1 = разбавитель, R2 = латекс)

Образец: сыворотка или плазма

БИРЕАГЕНТ

Диапазон измерения: 6-160 IU/мл

Чувствительность: 6 IU/мл

Эффект прозоны: > 800 IU/мл

650 нм (600-650)

Включен лиофилизированный калибратор