

МИКРОАЛЬБУМИН (в моче)

Product Categories: [Специфические белки](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/turbidimetriya/immunoturbidimetricheskie-nabory/specificheskie-belki/mikroalbumin-v-moche/>

Product Summary

Кат.№ МКА F55VL 55 мл (R1 1x50мл + R2 1x5мл)

Product Description

МИКРОАЛЬБУМИН (в моче)

Количественный иммунотурбидиметрический тест

Фиксированное время

Многоточечная калибровочная кривая

Стабильные, жидкие и готовые к употреблению реагенты (R1 = разбавитель, R2 = антисыворотка)

Образец: моча

БИРЕАГЕНТ

Диапазон измерения: 0,7–400 мг/л

Чувствительность: 0,7 мг/л

Эффект прозоны: > 6000 мг/л

340 нм

Готовый к использованию калибратор и сыворотка поставляются отдельно