

# Транспортные среды

Product Categories: [Реактивы, Реагенты, Среды](#)  
Product Page: <http://ivdvlmedia.ru/shop/gistologicheskie-issledovaniya/reaktivy-gistologicheskie-issledovaniya/transportnye-sredy/>

## Product Summary

Среда для транспортировки и хранения гистологического материала, представляет собой герметичные емкости с готовым к использованию фиксатором. Каждая ёмкость имеет этикетку с полями для записи.

## Product Description

Транспортные среды  
Среда для транспортировки и хранения гистологического материала, представляет собой герметичные емкости с готовым к использованию фиксатором. Каждая ёмкость имеет этикетку с полями для записи.

### Объем Фасовка

Формалин  
10 мл  
50 шт./уп

Формалин  
50 мл  
15 шт./уп

Формалин  
150 мл  
12 шт./уп

Формалин  
500 мл  
4 шт./уп

Формалин  
2500 мл  
1 шт./уп

Формалин  
5000 мл  
1 шт./у

### Фиксаторы Фасовка Описание

1 л, 5 л, 10 л

Универсальный фиксатор для тканей различных типов.

Формалин применяют для фиксации гистологического материала

Технический формалин 37-40% не подходит для фиксации гистологических объектов. Из него готовят 10% забуференный раствор, который отличается большей стабильностью.

Фармакологическое действие

Забуференный формалин в 10% растворе лишен этих недостатков:

- формалин не образует пигмента
- формалин устойчив к разложению
- забуференный формалин поставляется в лаборатории как в больших ёмкостях (0,5-10 литров), так и в герметичных малообъёмных ёмкостях
- формалин в виде 10% водного раствора забуференного может использоваться для фиксации образцов в иммуногистохимии