

Адреналин и Норадреналин (Комби)

Product Categories: [Симпатико-адреналовой системы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/fotometriya-immunodiagnostika/gormonalnye-issledovaniya/absorbciya-gormonalnye-issledovaniya/immunofermentnyj-analiz/simpatiko-adrenalovoj-sistemy-immunofermentnyj-analiz-absorbciya-immunologicheskie-issledovaniya/adrenalin-i-noradrenalin-kombi/>

Product Summary

Кат.№309VL Адреналин и Норадреналин (Комби)

2x96 тестов/набор

Product Description

Адреналин и Норадреналин (Комби)

2x96 тестов/набор

Инкубация - 210 минут при 20-25С, требуется шейкер

Адреналин:

Чувствительность: плазма - 18,1 пг/мл, моча - 0,7 нг/мл

Стандарты: 1-200 нг/мл

Объём пробы: подготовленная моча и плазма - 100 мкл

Норадреналин:

Чувствительность: плазма - 93,0 пг/мл, моча - 2,5 нг/мл

Стандарты: 5-100 нг/мл

Объём пробы: подготовленная моча и плазма - 20 мкл