

Метанефрин и норметанефрин (МетКомби)

Product Categories: [Симпатико-адреналовой системы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/fotometriya-immunodiagnostika/gormonalnye-issledovaniya/absorbciya-gormonalnye-issledovaniya/immunofermentnyj-analiz/simpatiko-adrenalovoj-sistemy-immunofermentnyj-analiz-absorbciya-immunologicheskie-issledovaniya/metanefrin-i-normetanefrin-metkombi/>

Product Summary

Кат.№083VL

Метанефрин и норметанефрин (МетКомби)

2x96 тестов/набор

Product Description

Метанефрин и норметанефрин (МетКомби)

2x96 тестов/набор

Инкубация: 60 минут при температуре 20-25С, требуется шейкер

Чувствительность: метанифрин - 13 нг/мл, норметанефрин - 23 нг/мл

Стандарты: метанифрин - 20-2000 нг/мл, норметанефрин - 30-3000 нг/мл

Объем образца, подготовленная моча - 25 мкл