

Экспресс-тесты для определения HBsAg-антигена Гепатита В

Product Categories: [Экспресс-тесты на Гепатит](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/immunoxromatografiya-immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/diagnostika-infekcionnyx-zabolevanij-immunoxromatografiya-immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/ekspress-testy-na-virusnye-infekcii/ekspress-testy-na-gepatit/ekspress-testy-dlya-opredeleniya-hbsag-antigena-gepatita-v/>

Product Summary

Кат.№: ГТ402VL - цельная кровь, сыворотка, плазма, ГТ302VL - сыворотка, плазма

40 шт./упак. Кат.№: ГТ401VL - цельная кровь, сыворотка, плазма, ГТ301VL - сыворотка, плазма

50 шт./упак.

Экспресс-тесты для определения HBsAg-антигена Гепатита В

Product Description

Экспресс-тесты для определения HBsAg-антигена Гепатита В 40 шт./упак.

(Кат.№: ГТ402VL - цельная кровь, сыворотка, плазма, ГТ302VL - сыворотка, плазма)

50 шт./упак.

(Кат.№: ГТ401VL - цельная кровь, сыворотка, плазма, ГТ301VL - сыворотка, плазма)

Чувствительность - 99%

Специфичность - 99,7%

Время анализа - 15 минут

Минимальная определяемая концентрация: ГТ402VL, ГТ401VL - 1 нг/мл; ГТ302VL, ГТ301VL - 0,5 нг/мл