

Экспресс-панель для обнаружения токсоплазмы, цитомегаловируса, краснухи и Herpes Simplex Virus I,II, сыворотка/плазма, (TORCH-Panel-(IgG/IgM)

Product Categories: [Экспресс-тесты на ТОРЧ \(TORCH\) инфекции](#)

Product Page:

[http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/immunoхроматография-immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/diagnostika-infekcionnyx-zabolevanij-immunoхromатография-immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/ekspress-testy-na-virusnye-infekcii/ekspress-testy-na-torch-torch-infekcii/ekspress-panel-dlya-obnaruzheniya-toksoplazmy-citomegalovirusa-krasnuxi-i-herpes-simplex-virus-iii-syyvorotkaplazma-torch-panel-iggigm/](http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/immunoхromатография-immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/diagnostika-infekcionnyx-zabolevanij-immunoхromатография-immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/ekspress-testy-na-virusnye-infekcii/ekspress-testy-na-torch-torch-infekcii/ekspress-panel-dlya-obnaruzheniya-toksoplazmy-citomegalovirusa-krasnuxi-i-herpes-simplex-virus-iii-syyvorotkaplazma-torch-panel-iggigm/)

Product Summary

Кат.№225TVL

TORCH-Panel-(IgG/IgM)

Иммунохроматографический метод для определения панели ТОРЧ (TORCH-Panel-(IgG/IgM) в сыворотке и плазме 20 картриджей/уп.

Product Description

Экспресс-панель для обнаружения токсоплазмы, цитомегаловируса, краснухи и Herpes Simplex Virus I,II, сыворотка/плазма, (TORCH-Panel-(IgG/IgM)

Иммунохроматографический метод для определения панели ТОРЧ (TORCH-Panel-(IgG/IgM) в сыворотке и плазме 20 картриджей/уп.