

Цоликлон Анти - А



Product Categories: [Цоликлон Анти-А](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/izoserologicheskie-issledovaniya/opredelenie-gruppy-krovi-po-sisteme-avo/coliklon-anti-a/coliklon-anti-a/>

Product Summary

Кат.№ЦА10VL

пластиковый флакон-капельница 10 мл

Кат.№ЦА5VL

пластиковый флакон-капельница 5 мл

Цоликлон Анти - А

Product Description

Цоликлон Анти - А

пластиковый флакон-капельница 10 мл

пластиковый флакон-капельница 5 мл

ЦОЛИКЛОН АНТИ-А надежно выявляет антигены А1 и А2, причем в большинстве случаев возможно по силе агглютинации четко различить эти антигены (в образцах АВ (IV) группы А2В агглютинация слабее и часто неполная). Однако для достоверной дифференциации антигенов А1 и А2 рекомендуется использовать ЦОЛИКЛОН АНТИ-А1, который позволяет четко различить А1 и А2 подгруппы, так как реагируют только с А1 эритроцитами.

*ЦОЛИКЛОН АНТИ-В надежно выявляет антиген В, включая его слабые варианты.

**ЦОЛИКЛОН АНТИ-АВ - реагент, представляющий собой смесь реагентов АНТИ-А и АНТИ-В. Может быть использован как дополнительный контроль при АВО-типировании.