

# Цоликлон Анти - Аслаб

Product Categories: [Цоликлон Анти-А](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/izoserologicheskie-issledovaniya/opredelenie-gruppy-krovi-po-sisteme-avo/coliklon-anti-a/coliklon-anti-aslab/>

## Product Summary

Кат.№ЦАсл10VL

пластиковый флакон-капельница 10 мл

Кат.№ЦАсл5VL

пластиковый флакон-капельница 5 мл

Цоликлон Анти - Аслабый

## Product Description

Цоликлон Анти - Аслабый

пластиковый флакон-капельница 10 мл

пластиковый флакон-капельница 5 мл

ЦОЛИКЛОН АНТИ-Асл - реагент, разработанный для определения слабых вариантов А-антигена. Реагент дает одинаковую агглютинацию с А1 и А2 эритроцитами. Более слабая, но четкая агглютинация отмечается с эритроцитами А3, Ах и других слабых вариантов А-антигена. Предназначен для уточнения группы крови в случаях расхождения результатов перекрестного определения групп системы АВО.

ЦОЛИКЛОН АНТИ-А1 - реагент, разработанный для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена по силе агглютинации. Реагент вызывает полную агглютинацию эритроцитов А1 и А1В. С эритроцитами, содержащими А2 или более слабые формы А антигена, ЦОЛИКЛОН АНТИ-А1 не реагирует, но в отдельных случаях дает неполную мелкозернистую агглютинацию. Таким образом, разработанная панель анти-А реагентов позволяет очень детально проанализировать варианты антигена А в клинической практике.