Цоликлон Анти - АВ



Product Categories: Цоликлон Анти-АВ

Product Page:

http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/izoserologicheskie-issledovaniya/opredelenie-gruppy-krovi-po-sisteme-avo/coliklon-anti-av/coliklon-av/coliklon-anti-av/coliklon-av/coli

Product Summary

Кат.№ЦАВ10VL пластиковый флакон-капельница 10 мл Кат.№ЦАВ5VL пластиковый флакон-капельница 5 мл

Цоликлон Анти - АВ

Product Description

Цоликлон Анти - АВ пластиковый флакон-капельница 10 мл пластиковый флакон-капельница 5 мл

ЦОЛИКЛОН АНТИ-АВ - реагент, представляющий собой смесь реагентов АНТИ-А и АНТИ-В. Может быть использован как дополнительный контроль при АВО-типировании.

*ЦОЛИКЛОН АНТИ-А надежно выявляет антигены A1 и A2, причем в большинстве случаев возможно по силе агглютинации четко различить эти антигены (в образцах AB (IV) группы A2B агглютинация слабее и часто неполная). Однако для достоверной дифференциации антигенов A1 и A2 рекомендуется использовать ЦОЛИКЛОН АНТИ-A1, который позволяет четко различить A1 и A2 подгруппы, так как реагируют только с A1 эритроцитами. **ЦОЛИКЛОН АНТИ-В надежно выявляет антиген B, включая его слабые варианты.