

## Цоликлон Анти - АВ



Product Categories: [Цоликлон Анти-АВ](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/izoserologicheskie-issledovaniya/opredelenie-gruppy-krovi-po-sisteme-avo/coliklon-anti-av/coliklon-anti-av/>

### Product Summary

Кат.№ЦАВ10VL

пластиковый флакон-капельница 10 мл

Кат.№ЦАВ5VL

пластиковый флакон-капельница 5 мл

Цоликлон Анти - АВ

### Product Description

Цоликлон Анти - АВ

пластиковый флакон-капельница 10 мл

пластиковый флакон-капельница 5 мл

ЦОЛИКЛОН АНТИ-АВ - реагент, представляющий собой смесь реагентов АНТИ-А и АНТИ-В. Может быть использован как дополнительный контроль при АВО-типировании.

\*ЦОЛИКЛОН АНТИ-А надежно выявляет антигены А1 и А2, причем в большинстве случаев возможно по силе агглютинации четко различить эти антигены (в образцах АВ (IV) группы А2В агглютинация слабее и часто неполная).

Однако для достоверной дифференциации антигенов А1 и А2 рекомендуется использовать ЦОЛИКЛОН АНТИ-А1, который позволяет четко различить А1 и А2 подгруппы, так как реагируют только с А1 эритроцитами.

\*\*ЦОЛИКЛОН АНТИ-В надежно выявляет антиген В, включая его слабые варианты.