

## Цоликлон Анти - D Супер



Product Categories: [Цоликлон Анти - D Супер](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/izoserologicheskie-issledovaniya/opredelenie-rezus-faktora/coliklon-anti-d-super-opredelenie-rezus-faktora-izoserologicheskie-issledovaniya/coliklon-anti-d-super-2/>

### Product Summary

Kat.№ЦД10VL

пластиковый флакон-капельница 10 мл

Kat.№ЦД5VL

пластиковый флакон-капельница 5 мл

Цоликлон Анти - D Супер

### Product Description

Цоликлон Анти - D Супер

пластиковый флакон-капельница 10 мл

пластиковый флакон-капельница 5 мл

ЦОЛИКЛОН АНТИ-Д Супер содержит полные (IgM) анти-D антитела. Уверенно определяет D антиген в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, в автоматизированных системах и т.д. ЦОЛИКЛОН АНТИ-Д Супер абсолютно специфичен, а содержащиеся в нем антитела имеют высокий титр и avidность. Специальные добавки обеспечивают стерильность препарата, его стабильность и высокую активность в реакции гемагглютинации на плоскости. Отсутствие в составе препарата высокомолекулярных добавок, таких как полиглюкин и др., которые сами по себе могут вызывать неспецифическую агглютинацию эритроцитов, устраниет необходимость проведения контроля с растворителем.