## Цоликлон Анти - D Супер



Product Categories: Цоликлон Анти - D Супер

Product Page:

http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/izoserologicheskie-issledovaniya/opred elenie-rezus-faktora/coliklon-anti-d-super-opredelenie-rezus-faktora-izoserologicheskie-issledovaniya/coliklon-anti-d-super-2/

## **Product Summary**

Кат.№ЦD10VL пластиковый флакон-капельница 10 мл Кат.№ЦD5VL пластиковый флакон-капельница 5 мл

Цоликлон Анти - D Супер

## **Product Description**

Цоликлон Анти - D Супер пластиковый флакон-капельница 10 мл пластиковый флакон-капельница 5 мл

ЦОЛИКЛОН АНТИ-D Супер содержит полные (IgM) анти-D антитела. Уверенно определяет D антиген в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, в автоматизированных системах и т.д. ЦОЛИКЛОН АНТИ-D Супер абсолютно специфичен, а содержащиеся в нем антитела имеют высокий титр и авидность. Специальные добавки обеспечивают стерильность препарата, его стабильность и высокую активность в реакции гемагглютинации на плоскости. Отсутствие в составе препарата высокомолекулярных добавок, таких как полиглюкин и др., которые сами по себе могут вызывать неспецифическую агглютинацию эритроцитов, устраняет необходимость проведения контроля с растворителем.