

Цоликлон Анти - С Супер



Product Categories: [Цоликлон Анти - Е Супер](#), [Цоликлон Анти - С Супер](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/izoserologicheskie-issledovaniya/opredelenie-rezus-faktora/coliklon-anti-s-super-opredelenie-rezus-faktora/coliklon-anti-d-super/>

Product Summary

Кат.№ЦС10VL

пластиковый флакон-капельница 10 мл

Кат.№ЦС5VL

пластиковый флакон-капельница 5 мл

Цоликлон Анти - С Супер

Product Description

Цоликлон Анти - С Супер

пластиковый флакон-капельница 10 мл

пластиковый флакон-капельница 5 мл

ЦОЛИКЛОН АНТИ-С Супер и Анти Е Супер содержат полные (IgM) анти-С и анти-Е антитела и выявляют $gh'(C)$ антиген и $gh'(E)$ антиген системы резус, соответственно, в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирках или микроплате. Моноклональные антитела, входящие в состав ЦОЛИКЛОНА АНТИ-С Супер и АНТИ-Е Супер обладают высокой авидностью, высоким титром, и не дают перекрестных реакций. Специальные добавки обеспечивают стерильность препаратов, их стабильность и повышенную активность в реакции гемагглютинации на плоскости. Реагенты не содержат антител других специфичностей и не требуют проведения контроля растворителя.