

# Набор реагентов для флюорохромной окраски кислотоустойчивых микобактерий аурамин-О и родамином-С

Product Categories: [Для кислотоустойчивых микроорганизмов](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/mikrobiologicheskaya-diagnostika/bakteriologiya/bakteriologicheskij-metod/krasiteli-bakteriologicheskij-metod/dlya-kisloutostojchivyx-mikroorganizmov/nabor-reagentov-dlya-flyuoroxromnoj-okraski-kisloutostojchivyx-mikobakterij-auraminom-o-i-rodaminom-s/>

## Product Summary

Кат.№5106 VL 100 определений

## Product Description

Набор реагентов для флюорохромной окраски кислотоустойчивых микобактерий аурамин-О и родамином-С  
100 определений

Раствор аурамина О и родамина С - 1 флакон (100 мл)

Солянокислый спирт - 1 флакон (100 мл)

Метиленовый синий, 0,25 % - 1 флакон (100 мл)