

# Антитоксин диагностический дифтерийный

Product Categories: [Дифтерийные](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/mikrobiologicheskaya-diaagnostika/bakteriologiya/serologicheskij-metod/diagnostikumy/difterijnye/antitoksin-diaagnosticheskij-difterijnyj/>

## Product Summary

Кат.№ M3 VL 10 ампул x 1мл

## Product Description

Антитоксин диагностический дифтерийный

Назначение

Набор реагентов Антитоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментализом и специфической сорбцией сухой предназначен для определения токсигенности возбудителя дифтерии в реакции иммунопреципитации в геле плотной питательной среды.

Принцип действия

Набор реагентов, выявляет дифтерийный токсин у токсигенных штаммов *Corynebacterium diphtheriae*, представляет собой антитела, выделенные методом иммуносорбции-десорбции на иммобилизованном дифтерийном анатоксине из частично ферментированной лошадиной гипериммунной противодифтерийной сыворотки.

Состав набора

- Антитоксин диагностический дифтерийный. Реагент лиофилизирован в 10 ампулах объемом 1 мл, имеет вид аморфной массы в виде таблетки белого или светло-желтого цвета (допускается частичное или полное крошкование таблетки).

Аналитические и диагностические характеристики

Должен выявлять дифтерийный токсин у токсигенных штаммов *Corynebacterium diphtheriae*, образуя линии преципитации через 24-48 ч и не образуя линий с нетоксигенными штаммами *C. diphtheriae* в реакции иммунопреципитации.