

# Печёночный сосальщик (Fasciola IgG)

Product Categories: [Диагностика паразитарных инфекций](#), [Тест-системы ИФА на Гельминтозы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/parazitologiya/serologicheskij-metod/fotometriya-serologicheskij-metod/immunofermentnyj-analiz-fotometriya-serologicheskij-metod/test-sistemy-ifa-na-gelmintozy/pechyonochnyj-sosalshhik-fasciola-igg/>

## Product Summary

Кат.№ПС1VL

Печёночный сосальщик (Fasciola IgG)

96 тестов

## Product Description

Печёночный сосальщик (Fasciola IgG) 96 тестов

Специфичность - 100 %

Чувствительность - 100 %

Образец: 100 мкл, разведённая сыворотка

Контроли: + , - , Cut-off

Общее время анализа - 105 минут

Инкубация: 37°C