

Токсоплазма IgM (Toxoplasma gondii IgM)

Product Categories: [Диагностика инфекций вызываемых простейшими](#), [Системы ИФА](#), [Тест-системы ИФА на Протозоозы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/parazitologiya/serologicheskij-metod/fotometriya-serologicheskij-metod/immunofermentnyj-analiz-fotometriya-serologicheskij-metod/test-sistemy-ifa-na-protosoozy/toksoplazma-igm-toxoplasma-gondii-igm/>

Product Summary

Кат.№ТПЗVL

Токсоплазма IgM (Toxoplasma gondii IgM)

96 тестов

Product Description

Токсоплазма IgM (Toxoplasma gondii IgM)

96 тестов

Специфичность - 98 %

Чувствительность - 100 %

Образец: 100 мкл, разведённая сыворотка

Контроли: + , - , 25-100 Е/мл

Общее время анализа - 105 минут

Инкубация: 37°C