

АБСОЛЮСЕПТ 75

Product Categories: [Средства для оборудования](#), [Средства для поверхностей](#), [Средства для рук](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/prinadlezhnosti/postanaliticheskij-etap/moyushhie-i-dezinficiruyushhie-sredstva/sredstva-dlya-poverxnostej/absolyusept-75/>

Product Summary

Кат.№A75VL

Антисептик+Дезинфекция

Готовый к применению кожный антисептик и средство для быстрой дезинфекции малых поверхностей на основе комбинации изопропилового и пропилового спирта. Обладает пролонгированным антимикробным действием (до трех часов).

Флакон 1л, еврофлакон 1л, флакон-триггер 0,5л и 0,75л, спрей 100мл и 200мл, канистра 5л.

Product Description

АБСОЛЮСЕПТ 75

Сфера применения

Лечебно-профилактические учреждения

Парикмахерские, салоны красоты и др. предприятия индустрии красоты

Детские и образовательные учреждения

Предприятия общественного питания, торговли, транспорт

Стоматология

Ветеринария

Населением в быту

Назначение

Кожный антисептик

Экспресс дезинфекция поверхностей

Экспресс дезинфекция изделий медреса

Профилактика грибковых заболеваний

Состав

действующие вещества - изопропиловый спирт (пропанол-2)- 40%, спирт пропиловый (пропанол-1)-35%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, ПГМГ, а также функциональные добавки.

Срок годности

5 лет в невскрытой упаковке производителя

Кожный антисептик

2,5 мл / 30 сек - гигиеническая обработка рук.

3 мл / 30 сек - профилактическая обработка ступней ног.

Экспресс дезинфекция

1 мин - бактерии

5 мин - вирусы, грибы,

10 мин - туберкулез

Описание

Средство дезинфицирующее «АБСОЛЮСЕПТ-75» представляет собой готовую к применению прозрачную бесцветную или окрашенную жидкость со специфическим запахом спирта или применяемой отдушки. «АБСОЛЮСЕПТ-75» обладает

антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на *Mycobacterium terrae*), вирусов (включая острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, ВИЧ, вирусы гриппа, в т.ч. штаммов H5N1 и H1N1, парагриппа, атипичной пневмонии, аденовирус, гепатиты всех видов, вкл. А, В, С), грибов рода Кандида и Трихофитон.

Средство сохраняет активность обеззараживающего действия при замерзании и последующем оттаивании, обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 3 часов и обезжиривающим действием.

Разрешен к применению в лечебно-профилактических организациях любого профиля, в том числе реанимационных, операционных отделениях, стоматологических, офтальмологических, детских стационарах, акушерских клиниках, учреждениях родовспоможения (включая отделения неонатологии), клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях, в машинах скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС, на санитарном транспорте, на станциях переливания крови, в инфекционных очагах, в зонах чрезвычайных ситуаций; в детских дошкольных и школьных учреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли, на коммунальных объектах (офисы, парикмахерские, гостиницы, общежития, сауны, салоны красоты, учреждения соцобеспечения), на предприятиях химико-фармацевтической и биотехнологической, пищевой промышленности, населением в быту.

В качестве кожного антисептика предназначен для:

- обеззараживания и обезжиривания кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров и подготовки кожных покровов к иным медицинским процедурам;
- гигиенической обработки рук медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях, скорой медицинской помощи, работников лабораторий, аптек и аптечных заведений;
- гигиенической обработки рук медработников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (домах престарелых, инвалидов и др.), санаторно-курортных учреждений, пенитенциарных учреждений;
- гигиенической обработки рук работников парфюмерно-косметических, фармацевтических, биотехнологических и микробиологических предприятий, предприятий общественного питания, торговли, пищевой промышленности, коммунальных служб (в том числе парикмахерских и косметических салонов, салонов красоты и пр.), гигиенической обработки рук кассиров;
- профилактической обработки ступней ног в целях профилактики грибковых заболеваний, в том числе после посещения объектов спортивно-оздоровительного профиля (бассейны, бани, сауны, фитнес центры);
- для применения населением в быту в соответствии с этикеткой для быта.

В качестве средства быстрой дезинфекции АБСОЛЮСЕПТ 75 предназначен для обработки:

- небольших по площади поверхностей, предметов обстановки, жесткой мебели, в том числе подголовников, подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления и т.п.;
- наружных поверхностей медицинского оборудования и приборов;
- оптических приборов и датчиков диагностического оборудования (УЗИ, стетоскопов, фонендоскопов и т.д.), разрешенных производителем к обработке спиртовыми средствами, не контактирующих непосредственно со слизистыми оболочками пациентов;
- наружных поверхностей и оборудования санитарного транспорта после транспортировки инфекционного больного, предметов медицинского назначения и т.п.;
- для обеззараживания перчаток (из хлоропренового каучука, латекса, неопрена, нитрила и др. материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки медицинского персонала в микробиологических лабораториях, а также работников предприятий, выпускающих стерильную продукцию, в том числе в случае попадания на перчатки инфекционного материала; для удаления биологических загрязнений (кровь и др.) с поверхности перчаток медицинских работников;
- наружных поверхностей телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной и другой офисной техники (кроме ЖК-экранов);
- резиновых, пластиковых и полипропиленовых ковриков;
- внутренней поверхности обуви для профилактики грибковых заболеваний.