

# Пробирки с натрия цитратом 3,8%

Product Categories: [Пробирки для системы гемостаза](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/prinadlezhnosti/preanaliticheskij-etap/mini-probirki-dlya-vzyatiya-krovi/probirki-dlya-sistemy-gemostaza-mini-probirki-dlya-vzyatiya-krovi/probirki-s-natriya-citratom-38-dlya-issledovaniya-sistemy-gemostaza-19-2/>

## Product Summary

Пробирки для исследования системы гемостаза содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,129 моль/л (3,8%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Пробирки предназначены для исследования малого объема венозной крови. Так как пробирка невакуумная, то кровь из вены в пробирку поступает самотеком. Для прокола вены целесообразно использовать иглу-бабочку с катетером 10 см и луэр-адаптером, диаметром 23 G (0,6мм).

Материал пробирки: полипропилен

Размер пробирки: 11x40 мм

Применение: исследование системы гемостаза

Упаковка: 100 штук в пенопластовом штативе запаянном в полиэтилен, и 50 штук в индивидуальной упаковке в коробке.

Срок годности: 12 месяцев

## Product Description

Кат. №

И/Упаковка

Кат. №

Штатив

Объём, мл

Цвет крышки

Упаковка

05050143

05150143

0,5 мл

Голубой

Индивидуальная упаковка: 50шт./уп; 1200шт./тр. коробка

Штатив: 100 шт./штатив; 1800 шт./тр. коробка

0501A143

0511A143

1 мл

Голубой