

Пробирки с натрия цитратом 3,8%

Product Categories: [Пробирки для системы гемостаза](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/prinadlezhnosti/preanaliticheskij-etap/mini-probirki-dlya-vzyatiya-krovi/probirki-dlya-sistemy-gemostaza-mini-probirki-dlya-vzyatiya-krovi/probirki-s-natriya-citratom-38-dlya-issledovaniya-sistemy-gemostaza-19-2/>

Product Summary

Пробирки для исследования системы гемостаза содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,129 моль/л (3,8%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Пробирки предназначены для исследования малого объема венозной крови. Так как пробирка невакуумная, то кровь из вены в пробирку поступает самотеком. Для прокола вены целесообразно использовать иглу-бабочку с катетером 10 см и луэр-адаптером, диаметром 23 G (0,6мм).
Материал пробирки: полипропилен
Размер пробирки: 11х40 мм
Применение: исследование системы гемостаза
Упаковка: 100 штук в пенопластовом штативе запаянном в полиэтилен, и 50 штук в индивидуальной упаковке в коробке.
Срок годности: 12 месяцев

Product Description

Кат. №	
И/Упаковка	
Кат. №	
Штатив	
Объём, мл	
Цвет крышки	
Упаковка	
05050143	
05150143	
0,5 мл	
Голубой	
Индивидуальная упаковка: 50шт./уп; 1200шт./тр. коробка	
Штатив:100 шт./штатив; 1800 шт./тр. коробка	
0501A143	
0511A143	
1 мл	
Голубой	