

# Консервант для взятия капиллярной крови\*

Product Categories: [Отдельные реагенты](#)

Product Page: <http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/otdelnye-reagenty/konservant-dlya-vzyatiya-kapillyarnoj-krovi/>

## Product Summary

Кат. № P-11VL

\*Только для научных разработок. Не является медицинским изделием.

Концентрат для приготовления консерванта для взятия капиллярной крови для определения ПВ и концентрации фибриногена (наборами Диакап П и Диакап Ф).

## Product Description

Консервант для взятия капиллярной крови\*

Состав набора:

- Консервант для капиллярной крови (5,0 мл) – 1 флакон.