

# Набор плазм для контроля гепаринотерапии с помощью АЧТВ и ТВ\*

Product Categories: [Контроль гепарина в плазме](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/fiziologicheskie-antikoagulyanty/geparin-v-plazme/nabor-plazm-dlya-kontrol-ya-geparinoterapii-s-pomoshhyu-achtv-i-tv/>

## Product Summary

Кат. № ГП-5VL

\*Только для научных разработок. Не является медицинским изделием.

## Product Description

Набор плазм для контроля гепаринотерапии с помощью АЧТВ и ТВ\*

Состав набора:

Контрольная плазма с уровнем гепарина 1 (1,0 мл) – 2 флакона;

Контрольная плазма с уровнем гепарина 2 (1,0 мл) – 2 флакона;

Плазма Н без гепарина (1,0 мл) – 2 флакона.

Контрольные плазмы получены от 20 доноров 20-40 лет, стабилизированы НЕРЕС-цитратным буфером, лиофильно высушены (1,0 мл), содержат разное количество гепарина.