

Каолин

Product Categories: [Патологические антикоагулянты](#)

Product Page: <http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/patologicheskie-antikoagulyanty/kaolin/>

Product Summary

Кат. № P-4VL Используется для проведения теста каолинового времени, чувствительного, в частности, при определении волчаночного антикоагулянта, а также для других коагулологических тестов.

Каолин, 0,5% суспензия (легкая фракция) в физиологическом растворе.

Product Description

Каолин

Состав набора:

Каолин, 0,5% суспензия в физиологическом растворе (5,0 мл) – 6 флаконов.