

# Плазма субстратная, дефицитная по фактору XI

Product Categories: [Факторы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/plazmennyy-koagulyacionnyj-gemostaz/ocenka-pevoj-fazy-pg-obrazovanie-pr-otrombinazy/factory/plazma-substratnaya-deficitnaya-po-faktoru-xi/>

## Product Summary

Кат. № КМ-14VL

Предназначена для диагностики активности фактора XI (антигемофильный фактор C).

## Product Description

Плазма субстратная, дефицитная по фактору XI

Состав набора:

плазма субстратная, дефицитная по фактору XI, лиофильно высушенная (1,0 мл) – 1 флакон.

Предназначена для диагностики активности фактора XI, при наличии плазмы-калибратора, эрилида, каолина, концентрата буфера и раствора хлористого кальция.