

Плазма субстратная, дефицитная по фактору II

Product Categories: [Факторы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/plazmennyj-koagulyacionnyj-gemostaz/ocenka-vtoroj-fazy-pg-obrazovanie-trombina/factory-ocenka-vtoroj-fazy-pg-obrazovanie-trombina/plazma-substratnaya-deficitnaya-po-faktoru-ii/>

Product Summary

Кат. № KM-11VL

Предназначена для диагностики активности фактора II (протромбин).

Product Description

Плазма субстратная, дефицитная по фактору II Состав набора:

плазма субстратная, дефицитная по фактору II, лиофильно высушенная (1,0 мл) – 1 флакон

Предназначена для диагностики активности фактора II, при наличии тромбопластина, плазмы-калибратора и концентрата буфера.