

Плазма субстратная, дефицитная по фактору V *

Product Categories: [Факторы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/plazmennyj-koagulyacionnyj-gemostaz/ocenka-vtoroj-fazy-pg-obrazovanie-trombina/factory-ocenka-vtoroj-fazy-pg-obrazovanie-trombina/plazma-substratnaya-deficitnaya-po-faktoru-v/>

Product Summary

Кат. № KM-5VL

Предназначена для диагностики активности фактора V (проакцелерин), при наличии тромбопластина, плазмы-калибратора и концентрата буфера. Кроме этого является реагентом для набора РеаЛейден-тест, кат. № ПФА-4VL.

*Только для научных разработок. Не является медицинским изделием.

Product Description

Плазма субстратная, дефицитная по фактору V * Состав набора:

плазма субстратная, дефицитная по фактору V, лиофильно высушенная (1,0 мл) – 1 флакон