

Плазма субстратная, дефицитная по фактору X

Product Categories: [Факторы](#)

Product Page:
<http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/plazmennyy-koagulyacionnyj-gemostaz/ocenka-vtoroj-fazy-pg-obrazovanie-trombina/factory-ocenka-vtoroj-fazy-pg-obrazovanie-trombina/plazma-substratnaya-deficitnaya-po-faktoru-x/>

Product Summary

Кат. № KM-13VL

Предназначена для диагностики активности фактора X.
*Предназначена для диагностики активности фактора X, при наличии тромбопластина, плазмы-калибратора и концентрата буфера.

Product Description

Плазма субстратная, дефицитная по фактору X
Состав набора:
плазма субстратная, дефицитная по фактору X, лиофильно высушенная (1,0 мл) – 1 флакон.