

# АГРЕНАМ

Product Categories: [Агрегация тромбоцитов и фактор Виллебранда](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/sosudisto-trombocitarnyj-pervichnyj-gemostaz/agregaciya-trombocitov-i-faktor-villebranda/agrenam/>

## Product Summary

Кат.№ АГ-6VL

30 определений.

Набор реагентов для исследования агрегационной активности тромбоцитов.

## Product Description

АГРЕНАМ

Состав набора:

АДФ, лиофильно высушенный 1, 0 мл с концентрацией 0,2 мМ/л – 2 флакона

Коллаген, лиофильно высушенный 0,5 мл с концентрацией 0,2% – 2 флакона

Ристоцетин, лиофильно высушенный 0,5 мл с концентрацией 1,5% – 2 флакона

30 определений.

Набор АГРЕНАМ состоит из индукторов агрегации аденозин 5-дифосфата (АДФ), коллагена и ристоцетина

АДФ используют как индуктор при рутинном анализе агрегации тромбоцитов для определения их дисфункции или активации.

Коллаген используется для исследования агрегации тромбоцитов с целью диагностики тромбастении Гланцмана, синдрома Вискотта-Олдрича, дефектов рецепторов коллагена GPVI и GPIa/IIa, дефицита пулов хранения.

Ристоцетин (ристомицин) используется для исследования агрегации тромбоцитов с целью диагностики болезни Виллебранда.