
Общий белок (Proteins (Total))



Product Categories: Белки
Product Page: http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/belki/obshhij-belok-proteins-total/

Product Summary

Набор реагентов для определения общего уровня Общего белка в сыворотке, плазме крови человека.

Кат.№	Фасовка набора
TP F100 VL	100 мл (2x50 мл+1x5 мл стандарт)
TP F500 VL	500 мл (4x125 мл+1x5 мл стандарт)
TP F1000 VL	1000 мл (4x250 мл+1x5 мл стандарт)

Product Description

Общий белок (Proteins (Total))
Метод биуретовый
Измерение по конечной точке: в щелочной среде белок с ионами меди образует Комплекс, наблюдаемый пурпурно-красный цвет
Монореагент/жидкий
Линейность - 120 г/л
Чувствительность - 0,1 г/л
540 нм (520-560) Абсорбция:?Комплекс, отражаемый (наблюдаемый) пурпурно-красный цвет
Стандарт 60 г/л
Общий срок годности набора - 3 года
Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка (предпочтительно), плазма.
Избегать гемолиза.
* Замороженные пробы должны быть тщательно перемешаны после размораживания.