АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА (GPT/ALT FL)



Product Categories: Ферменты и изоферменты
Product Page: http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofermenty/alaninaminotransferaza-gptalt-fl/

Product Summary

Набор предназначен для определения активности Аланинаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови человека

Кат.№	Фасовка набора
EA F080 VL	80 мл (4x16 мл+1x16 мл)
EA F245 VL	240 мл (12x16 мл+3x16 мл)
EA F400 VL	400 мл (8x40 мл+2x40 мл)
EA F600 VL	600 мл (4x120 мл+1x120 мл)

Product Description

АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА (GPT/ALT FL)
Аланинаминотрансфераза ускоряет трансаминацию между L-Аланином и а-Кетоглюторатом:
L-Аланин + а-Кетоглютарат ? Пируват +L-Глутамат
Ферментативно, ЛДГ: Пируват + НАДН + Н+ ? Лактат + НАД+
Кинетический метод измерения: НАДН ? НАД+, УФ
Оптимизирован IFCC (2002)
Биреагент/жидкий (4:1, рабочий реагент стабилен 30 дней при 2-8°С)
Линейность: при активности фермента до 440 Е/л
Чувствительность - 3,37 Е/л

340 нм Абсорбция:?НАДН
Общий срок годности набора - 2 года
Температура хранения набора 2-8°C
Анализируемый образец: сыворотка предпочтительно: избегать гемолиза