Гликозилированный гемоглобин (HbA1c)

Product Categories: Глюкоза и метаболиты углеводного обмена
Product Page:
http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/glyukoza-i-metabolity-uglevodnogo-obmena/glikozilirovannyj-gemoglobin-hba1c/

Product Summary

Набор реагентов для определения Гликозилированного гемоглобина в цельной крови человека.

Кат.№	Фасовка набора
Hb1c F70 VL	70 мл (1х60 мл+1х10 мл+1х1 мл стандарт), 20 опр.
Hb1c F175D	175 мл (1х150 мл+1х25 мл+1х1мл стандарт), 50 опр.

Product Description

Гликозилированный гемоглобин (HbA1c)
Метод колориметрический ионообменный
Линейность - 20 %
415 нм (405-420 нм)
Стандарт: концентрация стандарта указана на флаконе со стандартом
Общий срок годности набора - 3 года
Температура хранения набора 21-26°С
Анализируемый образец: цельная венозная кровь