ЦИНК (Zinc)

Product Categories: Микроэлементы
Product Page:
http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/mikroelementy/cink-zinc/

Product Summary

Набор реагентов для определения содержания Цинка в сыворотке, плазме, моче.

Кат.№	Фасовка набора
ZN F125 VL	125 мл (5х20 мл+5х5 мл+1х5 мл стандарт)

Product Description

ЦИНК (Zinc)
Метод с хромогеном Nitro-PAPS
В щёлочной среде хромоген Nitro-PAPS реагирует с Zn2+
Измерение по конечной точке: Nitro-PAPS + Zn2+ ? Комплекс
Биреагент/жидкий (4:1, рабочий реагент стабилен 30 дней при 2-8°C)
Линейность - 1000 мкг/дл (153 мкмоль/л)
Чувствительность - 5 мкг/дл
575 нм (570-582) Абсорбция:?Комплекс, наблюдаемый пурпурный цвет
Стандарт 200 мкг/дл (30,59 мкмоль/л)
Общий срок годности набора - 3 года
Температура хранения набора 2-8°C
Анализируемый образец: сыворотка (желательно), гепарин-плазма, моча