# Медь (Copper)

Product Categories: Микроэлементы
Product Page:
http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/mikroelementy/med-copper/

## Product Summary

Набор реагентов для определения содержания Меди в сыворотке, плазме.

| Кат.№ | Фасовка набора |
|---|---|
| CU F100 VL | 100 мл (2х25 мл+2х25 мл+1х5 мл стандарт) |

## Product Description

Медь (Copper)
Метод с хромогеном 3,5-ди-бром-PAESA
Хромоген связывается с Си2+
Измерение по конечной точке: 3,5-ди-Бром-PAESA + Си2+ ? Комплекс
Биреагент/жидкий (1:1, рабочий реагент стабилен 30 дней при 2-8°С)
Линейность - 500 мкг/дл (78,71ммоль/л)
Чувствительность - 4 мкг/дл (0,63ммоль/л)
580 нм (570-600) Абсорбция:?Комплекс, наблюдаемый сине-фиолетовый цвет
Стандарт 200 мкг/дл (31,47 ммоль/л)
Общий срок годности набора - 3 года
Температура хранения набора 2-8°С
Анализируемый образец: сыворотка (предпочтительно), гепарин-плазма